


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Hsp27/Hspb1 (S15) Per Wb, Ip, Elisa - P04792

Numero articolo: CM0001473



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Fosfo-HSP27/HSPB1 (S15) convalidato per WB, IP, ELISA. Reagisce con HSP27 umano. Ideale per la ricerca sulla risposta allo stress, chaperone e organizzazione dell'actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-HSP27/HSPB1-S15 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Fosfo-HSP27/HSPB1-S15
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3315
GeneID	3315
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico attorno a S15 di HSP27/HSPB1 umano (NP_001531.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P04792
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio