


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Hsp27/Hspb1-S78 Per Wb E Elisa - P04792

Numero articolo: CM0000934



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Fosfo-HSP27/HSPB1-S78 convalidato per WB e ELISA. Rileva specificamente l'HSPB1 umana fosforilata alla serina 78. Ideale per la ricerca sulle chaperonine, sulla risposta allo stress e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-HSP27/HSPB1-S78 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Fosfo-HSP27/HSPB1-S78
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3315
GenelD	3315
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato attorno alla S78 dell'HSPB1 umana (P04792)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio