

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosforo-Igf-I Recettore B (Tyr1135/1136) / Recettore Dell'insulina B (Tyr1150/1151) Per Wb E Elisa - P06213/P08069

Numero articolo: CM0000430



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rilevano il recettore fosforilato IGF-I β (Tyr1135/1136) e il recettore dell'insulina β (Tyr1150/1151). Adatto per Western blot e ELISA con campioni umani. Strumento per studi sulla segnalazione insulinica/IGF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-IGF-IReceptor β (Tyr1135/1136)/InsulinReceptor β (Tyr1150/1151) Rabbit pAb
Note / Alias	HHF5; CD220; IGFR; CD221; IGFR; JTK13; Phospho-IGF-IReceptor β (Tyr1135/1136)/InsulinReceptor β (Tyr1150/1151)
Specie	Umana
GenelD (Umana)	3643/3480
GenelD	3643/3480
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno a IReceptor β (Tyr1135/1136)/InsulinReceptor β (Tyr1150/1151) dell'IGF umano.
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P06213/P08069
Peso proteico	156kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio