

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Igf1R (Y1280) Per Wb - P08069

Numero articolo: CM0001551



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per la tirosina 1280 fosforilata di IGF1R umano. Validato per Western blot, ideale per studiare la segnalazione IGF1R nella ricerca sul cancro e sulla crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-IGF1R-Y1280 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	IGFR; CD221; IGFR; JTK13; Fosfo-IGF1R-Y1280
Specie	Umano
Gene ID	3480
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente ai residui circostanti Y1280 di IGF1R umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08069
Peso proteico	155kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio