

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Ikba (Ser36) Per Wb E Elisa - P25963

Numero articolo: CM0001259



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting IkB α umana fosforilata a Ser36 per applicazioni Western blot e ELISA. Cross-reatta con topo e ratto. Adatto per l'analisi della via NF- κ B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-IkBa-S36 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Fosfo-IkBa-S36
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4792
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a S36 di IkBa umana (NP_065390.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	U Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25963
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio