

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ikk α -S180 Per Wb, Elisa - O15111

Numero articolo: CM0001175



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per IKK α fosforilato alla Serina 180. Validato per Western blot e ELISA su campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sulla via di segnalazione NF-kappa-B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-IKK α -S180 Rabbit pAb
Note/Alias	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alfa; Phospho-IKK α -S180
Specie	Uomo
GeneID	1147
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico fosforilato intorno alla S180 di IKK α umano (NP_001269.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	O15111
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio