

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Insr-Y1150/Igf1R-Y1135 Per Wb, Elisa - P06213 / P08069

Numero articolo: CM0000440



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro INSR (Y1150) e IGF1R (Y1135) fosforilati, adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione insulinica, sul metabolismo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135
Note/Alias	IGF1R/INSR; Fosfo-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3643/3480
GeneID	3643/3480
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y1150 di IGF1R/INSR umano (NP_001073285.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P06213/P08069
Peso Proteico	154kDa/155kDa/156kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio