

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Irf3-S396 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14653

Numero articolo: CM0001995



introduzione

L'Anticorpo Monoclonale di Coniglio Fosfo-IRF3-S396 rileva l'IRF3 fosforilato in Ser396 in campioni umani e di topo. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Ideale per studiare l'immunità innata, la risposta antivirale e le vie di segnalazione dell'interferone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Fosfo-IRF3-S396
Note/Alias	IIAE7; Fosfo-IRF3-S396
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3661
ID Gene	3661
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S396 di IRF3 umano (NP_001562.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q14653
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio