

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Irf3 (Ser386) Per Wb, Elisa - Q14653

Numero articolo: CM0000573



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro fosfo-IRF3 (Ser386) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Rileva IRF3 umano fosforilato in Ser386, un regolatore chiave delle risposte immunitarie innate antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio Fosfo-IRF3-S386
Note/Alias	IIAE7; Fosfo-IRF3-S386
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3661
ID Gene	3661
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S386 di IRF3 umano (Q14653).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q14653
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio