

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Phospho-Irs1-S612 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Numero articolo: CM0000646



introduzione

Phospho-IRS1-S612 Rabbit pAb rileva specificamente IRS1 fosforilato alla serina 612. Validato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Strumento essenziale per la ricerca sulla segnalazione insulinica e il diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-IRS1-S612 Rabbit pAb
Note/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3667
GeneID	3667
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione S612 della proteina IRS1 umana (NP_005535.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35568
Peso proteico	132kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio