

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Irs1-S636 Per Wb - P35568

Numero articolo: CM0000490



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-IRS1-S636 validato per Western blot in umano e topo. Bersaglia IRS1, un adattatore centrale della segnalazione insulinica; la fosforilazione alla serina 636 modula l'attività del pathway. Adatto per la ricerca sul diabete e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-IRS1-S636 (pAb)
Note/Alias	HIRS-1; Fosfo-IRS1-S636
Specie	Umano
GeneID	3667
Immunogeno	Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti la S636 di IRS1 umano (Peptide sintetico)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P35568
Peso Proteico	132 kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio