

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Jak2 (Y1007) Per Wb E Elisa - O60674

Numero articolo: CM0001102



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce JAK2 fosforilato sulla tirosina 1007, validato per WB e ELISA in campioni umani e murini. Adatto per lo studio della segnalazione JAK/STAT, delle vie citochiniche e della regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-JAK2-Y1007 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	JTK10; Fosfo-JAK2-Y1007
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3717
GeneID	3717
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione Y1007 della JAK2 umana (NP_004963.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	O60674
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio