

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Jak2-Y1007 - O60674

Numero articolo: CM0000991



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per JAK2 fosforilato alla Tyr1007. Validato per Western blot (WB) e ELISA, reagisce con JAK2 umano e murino. Ideale per lo studio della segnalazione JAK-STAT, delle risposte citochine e della regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Phospho-JAK2-Y1007 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	JTK10; Phospho-JAK2-Y1007
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3717
GeneID	3717
Immunogeno	Peptide sintetico; Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione Y1007 della JAK2 umana (NP_004963.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	O60674
Peso proteico	131 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio