

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45983/P45984/P53779

Numero articolo: CM0001391



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce JNK1/2/3 attivato (Thr183/Tyr185 e Thr221/Tyr223). Adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per studi di segnalazione dello stress e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223
Osservazioni/Alias	JNK1/2/3; SAPK; Fosfo-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5599/5601/5602
GenelD	5599/5601/5602
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso Proteico	48kDa/52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio