


Anticorpo Monoclonale Anti-Phospho-JunD (S255) Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - P17535

Numero articolo: CM0001001



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio Phospho-JunD (S255) validato per WB ed ELISA. Rileva JunD fosforilato umano e di topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione AP-1. - P17535

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-JunD-S255 Rabbit mAb
Note/Alias	AP-1; Phospho-JunD-S255
Specie	Umano
GeneID	3727
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide fosforilato sintetico intorno a S255 di JunD umano (P17535).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P17535
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio