


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-JunD-S255 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17535

Numero articolo: CM0000464



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Fosfo-JunD-S255 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva JunD umana e di ratto fosforilata a S255 (~35 kDa), un fattore di trascrizione nucleare del complesso AP-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-JunD-S255 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	AP-1; Fosfo-JunD-S255
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3727
GeneID	3727
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno a S255 della Fosfo-JunD-S255 umana (NP_005345.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P17535
Peso Proteico	35 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio