


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Kap1/Trim28-S824 Per Wb, Elisa - Q13263

Numero articolo: CM0001256



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico che mira al TRIM28 umano (KAP-1) fosforilato a Ser-824 per WB ed ELISA. Rileva il TRIM28 umano e del topo, un repressore trascrizionale e ligasi E3 coinvolta nella regolazione della cromatina e nella stabilità genomica. Ideale per la ricerca sulla segnalazione ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-KAP1/TRIM28-S824 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; Fosfo-KAP1/TRIM28-S824
Specie	Umano
Gene ID	10155
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato attorno a S824 di KAP1/TRIM28 umano (NP_005753.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q13263
Peso Proteico	79kDa/89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio