

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Kras-S89 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01116

Numero articolo: CM0001852



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio Phospho-KRAS-S89 rileva KRAS fosforilata alla serina 89. Validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione del cancro e studi onco-genici. Approvvigionamento one-stop da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-KRAS-S89 Rabbit pAb
Note/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; Phospho-KRAS-S89
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3845
Gene ID	3845
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S89 di KRAS umano (NP_001356715.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01116
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio