

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Limk2-T505 Per Wb E If/Icc - P53671

Numero articolo: CM0001824



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta specificità e fosfo-specifico contro LIMK2 in T505, validato per Western blot e immunofluorescenza in campioni umani, di topo e di ratto. Essenziale per la ricerca sulla dinamica dell'actina e sulla motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-LIMK2-T505                                                         |
| Note/Alias            | LIMK2; Fosfo-LIMK2-T505                                                                                    |
| Specie                | Umana                                                                                                      |
| GeneID (Umano)        | 3985                                                                                                       |
| GeneID                | 3985                                                                                                       |
| Immunogeno            | Peptide sintetico: un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti T505 di LIMK2 umano |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                   |
| Categoria             | Anticorpi Fosforilati                                                                                      |
| Applicazione          | WB, IF/ICC                                                                                                 |
| Reattività Incrociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                         |
| SWISS                 | P53671                                                                                                     |
| Peso Proteico         | 72kDa                                                                                                      |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                         |