


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Lrp6 (S1490) Per Wb, Elisa - O75581

Numero articolo: CM0001778



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LRP6 fosforilato alla Ser1490, per applicazioni WB e ELISA. LRP6 è un co-recettore Wnt coinvolto nella segnalazione della beta-catenina, fondamentale per lo sviluppo e la pathogenesi di malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-LRP6-S1490 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ADCAD2; STHAG7; Phospho-LRP6-S1490
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4040
ID gene	4040
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione S1490 di LRP6 umano (NP_002327.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O75581
Peso proteico	180kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato