

Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Lrrk2-S935 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q5S007

Numero articolo: CM0001970



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che rileva la LRRK2 fosforilata (Ser935) per WB ed ELISA. Reagisce in maniera crociata con topo e ratto. Elevata specificità, validata con peptide fosfo-sintetico. Ideale per studi sul morbo di Parkinson e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Anti-Fosfo-LRRK2-S935
Note/Alias	PARK8; R1PK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; Fosfo-LRRK2-S935
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	120892
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno a S935 della LRRK2 umana (Q5S007)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosfo-Specifici
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q5S007
Peso Molecolare Proteina	286 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio