


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Map2K4 (S257) Per Wb, Ihc-P - P45985

Numero articolo: CM0001357



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Fosfo-MAP2K4 (S257) convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva il fosfo-MAP2K4 umano, di topo e di ratto, una chinasi chiave JNK/p38 MAPK coinvolta nella segnalazione da stress e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-MAP2K4-S257 Rabbit mAb
Note/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6416
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla posizione S257 della MAP2K4 umana (NP_003001.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P45985
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio