


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Map2K4 (S257/T261) Per Wb E Elisa - P45985

Numero articolo: CM0001436



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che riconosce MAP2K4 fosforilata su Ser257 e Thr261. Validato per WB e ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione da stress e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-MAP2K4-S257/T261 pAb coniglio
Note/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Fosfo-MAP2K4-S257/T261
Specie	Umano
Gene ID	6416
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide fosforilato sintetico attorno a S257 e T261 di MAP2K4 umana (NP_003001.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P45985
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio