

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Map3K5 (S1033) Per Wb E Elisa - Q99683

Numero articolo: CM0000958



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per MAP3K5 (ASK1) fosforilata a Ser1033. Validato per WB e ELISA su campioni umani. Rileva la chinasi legata allo stress coinvolta nell'apoptosi e nella segnalazione delle chinasi MAP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-MAP3K5-S1033 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ASK1; MEK5; MAPKKK5; Fosfo-MAP3K5-S1033
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4217
GeneID	4217
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S1033 di MAP3K5 umano (NP_005914.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q99683
Peso proteico	155kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio