

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fosfo-Map3K5-T918 Per Wb, Elisa - Q99683

Numero articolo: CM0001401



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto alla treonina 918 fosforilata della MAP3K5 umana (ASK1, MEKK5). Validato per Western Blot e ELISA. Ideale per lo studio dell'apoptosi, della risposta allo stress ossidativo e delle vie di segnalazione delle MAP chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-MAP3K5-T918 Rabbit pAb
Note / Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Fosfo-MAP3K5-T918
Specie	Umana
GenelD	4217
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q99683
Peso proteico	155 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio