


Anti-Fosfo-Mapk14 (T180/Y182) / Mapk11 (T180/Y182) / Mapk13 (T180/Y182) / Mapk12 (T183/Y1845) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - Q15759/P53778/O15264/Q16539

Numero articolo: CM0001706



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio rileva le p38 MAPK fosforilate (MAPK11, MAPK12, MAPK13, MAPK14) nei siti chiave di attivazione, con applicazioni WB ed ELISA e reattività crociata umana, ratto, ideale per studiare la segnalazione da stress e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-MAPK14-T180/Y182+MAPK11-T180/Y182+MAPK13-T180/Y182+MAPK12-T183/Y1845 pAb Coniglio
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5600/6300/5603/1432
GenelD	5600/6300/5603/1432
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a T180 & Y182 di MAPK14MAPK11 umano (NP_002742.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Spedizione	Borsa del ghiaccio