

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Mapkapk-2/Mk2-T334 Per Ihc-P, Elisa - P49137

Numero articolo: CM0000836



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334 validato per IHC-P e ELISA, che bersaglia MAPKAPK2 di uomo, topo e ratto fosforilato sulla treonina 334. Ideale per studi sulla segnalazione da stress e sulla regolazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334 Rabbit pAb
Note/Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9261
GeneID	9261
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla T334 della MAPKAPK2 umana (NP_116584.2?).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49137
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio