

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Phospho-Mapkapk2 (T334) Per Wb, Elisa - P49137

Numero articolo: CM0001195



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico contro MAPKAPK2 sulla treonina 334. Adatto per Western blot e ELISA; reagisce con MAPKAPK2 umano, murino e di ratto. Ideale per studi sulla segnalazione da stress, infiammazione e danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9261
ID gene	9261
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione della T334 di MAPKAPK2 umano (NP_116584.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49137
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio