

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Marcks-S158 Per Wb - P29966

Numero articolo: CM0001233

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per MARCKS fosforilato alla Serina 158. Validato per rilevamento Western blot in uomo, topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione PKC, la dinamica del citoscheletro di actina e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	Fosfo-MARCKS-S158 Rabbit pAb
Note / Alias	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S158
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4082
GeneID	4082
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente ai residui intorno alla S158 della MARCKS umana (fosfo-specifico)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P29966
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio