

Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Mek1-S298 Per Wb - Q02750

Numero articolo: CM0001071



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Fosfo-MEK1-S298 per Western Blotting ed ELISA. Validato in Umano, Ratto. Bersaglia la MEK1 umana fosforilata alla serina 298, una chinasi duale chiave nella cascata di segnalazione MAPK/ERK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio Fosfo-MEK1-S298
Note/Alias	MEL; Fosfo-MEK1-S298
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5604
GeneID	5604
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno a S298 della MEK1 umana (Q02750)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio