

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Mek1-S298 Per Wb, Ip, Elisa - Q02750

Numero articolo: CM0000967



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro MEK1 fosforilato (S298), validato per WB, IP, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla via MAPK/ERK e ricerche sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-MEK1-S298 pAb coniglio
Note/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Fosfo-MEK1-S298
Specie	Umano
Gene ID	5604
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S298 di MEK1 umano (NP_002746.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q02750
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio