

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fosfo-Mek2 (T394) Per Wb E If/Icc - P36507

Numero articolo: CM0001573



introduzione

Questo anticorpo policlonale rabbit rileva i livelli endogeni di MEK2 solo quando è fosforilato alla Treonina 394, una chinasi fondamentale nella cascata di segnalazione MAPK/ERK. Adatto per applicazioni di Western blot e immunofluorescenza in cellule umane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-MEK2-T394 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; Phospho-MEK2-T394
Specie	Umana
ID gene (Umano)	5605
ID gene	5605
Immunogeno	Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle residui intorno alla T394 della MEK2 umana
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P36507
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio