

Pab Di Coniglio Anti-Phospho-Met-Y1234/1235 Per Wb, Elisa - P08581

Numero articolo: CM0001305



introduzione

Il pAb di coniglio anti-Phospho-MET-Y1234/1235 di CamelBio rileva la MET fosforilata (Y1234/1235) in campioni umani tramite WB ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione HGF/MET e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio Phospho-MET-Y1234/1235
Note/Alias	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFNB97; Phospho-MET-Y1234/1235
Specie	Umana
GeneID	4233 (umano)
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y1234 e Y1235 di MET umano (NP_000236.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08581
Peso proteico	156kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio