

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Mkk3 (S189) + Mkk6 (S207) Per Wb/If/Elisa - P46734 / P52564

Numero articolo: CM0000820

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico che targeting la fosforilazione a S189 di MKK3 e S207 di MKK6. Validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA su campioni umani e murini per studiare le vie MAPK attivate dallo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-MKK3-S189+MKK6-S207 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	MAP2K3/MAP2K6; Fosfo-MKK3-S189+MKK6-S207
Specie	Umano
Gene ID	5606/5608
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a S189/S207 di MKK3/MKK6 umana.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P46734/P52564
Peso Proteico	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio