

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Mst1-T183+Mst2-T180 Per Wb E Elisa - Q13188 / Q13043

Numero articolo: CM0001324



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico riconoscente MST1 (T183) e MST2 (T180) in uomo, topo e ratto. Ideale per WB e ELISA nella ricerca sulla via Hippo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-MST1-T183+MST2-T180 Rabbit mAb
Note/Alias	KRS1; MST2; KRS2; MST1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6788/6789
GeneID	6788/6789
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno a T180/T183 di MST2 umano (NP_006272.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13188/Q13043
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio