


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Mst1/Stk4-T387 Per Western Blot Ed Elisa - Q13043

Numero articolo: CM0001244



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MST1/STK4 fosforilata in T387, validato per Western blot ed ELISA con reattività crociata su campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per lo studio dell'apoptosi e della via di segnalazione Hippo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-Fosfo-MST1/STK4-T387
Note/Alias	KRS2; MST1; YSK3; Fosfo-MST1/STK4-T387
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6789
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a T387 di MST1/STK4 umano (NP_006273.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosfo-Specifici
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q13043
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio