

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Mtor-S2448 Per Wb, If/Icc, Elisa - P42345

Numero articolo: CM0000987



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Fosfo-mTOR-S2448 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva mTOR umano, murino e ratto quando fosforilato alla serina 2448. Ideale per l'analisi della via di segnalazione mTOR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-mTOR-S2448 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Fosfo-mTOR-S2448
Specie	Umano
GeneID	2475
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S2448 di mTOR umano (NP_004949.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P42345
Peso proteico	289kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio