

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Mtor (S2481) Per Wb, Elisa - P42345

Numero articolo: CM0000582



introduzione

Convalida la segnalazione mTOR con questo anticorpo policlonale di coniglio specifico per la Ser2481 fosforilata. Adatto per WB ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare le vie metaboliche e di crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-mTOR-S2481 Rabbit pAb
Note/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2481
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2475
ID Gene	2475
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S2481 di mTOR umano (NP_004949.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42345
Peso Proteico	289kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio