

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Phospho-Mtor (Ser2481) Per Wb, Elisa - P42345

Numero articolo: CM0001176



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico per mTOR (Ser2481) validato per WB ed ELISA. Rileva mTOR umano e murino. Strumento chiave per indagare l'attività di mTORC2, il cancro e le vie di segnalazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Phospho-mTOR-S2481
Note/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2481
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2475
GeneID	2475
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a S2481 di mTOR umano (P42345).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P42345
Peso Molecolare Proteina	289kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio