

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fosfo-Ncf4 (P40-Phox) T154 Per Wb E Elisa - Q15080

Numero articolo: CM0001881



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit fosfo-specifico contro NCF4/p40-fosfoss umano (sito di fosforilazione T154). Adatto per WB e ELISA, aiuta nello studio dell'attivazione del complesso NADPH ossidasi e della biologia dei fagociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-NCF4/p40-fosfoss-T154 Rabbit pAb
Note / Alias	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; Phospho-NCF4/p40-phox-T154
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4689
GeneID	4689
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla T154 di NCF4 umano (NP_000622.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q15080
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio