


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-NdrG1-S330 Per Wb, Elisa - Q92597

Numero articolo: CM0001476



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Fosfo-NDRG1 (S330) convalidato per Western blot (WB) ed ELISA, reattivo con umano e topo. Utile per la ricerca sulla risposta allo stress, soppressione tumorale e mielinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-NDRG1-S330 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; Fosfo-NDRG1-S330
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10397
GeneID	10397
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno a S330 di NDRG1 umano (NP_001128714.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q92597
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio