

Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela-S311 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - Q04206

Numero articolo: CM0000454



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per fosforilazione che targeting NF-kB p65 (RelA) fosforilato a Ser311. Validato in WB e ELISA con reattività crociata umana e del mouse. Ideale per ricerche sulla segnalazione NF-kB, infiammazione e immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-NF-kB p65/RelA-S311 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Fosfo-NF-kB p65/RelA-S311
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5970
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S311 di RelA umano (NP_068810.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio