

Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela (S536) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Numero articolo: CM0001427



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico contro NF-κB p65 umana fosforilata a Ser536. Reagisce con il topo e il ratto. Per WB, IF/ICC, ELISA. Ideale per lo studio dell'attivazione di NF-κB nell'infiammazione e nell'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-NF-κB p65/RelA-S536 mAb di coniglio
Note/Alias	p65; CMCU; NFκB3; AIF3BL3; Fosfo-NF-κB p65/RelA-S536
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5970
ID Gene	5970
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato attorno a S536 di NF-κB umano (NP_068810.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q04206
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio