


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) Per Wb, Ip, Elisa - Q04206

Numero articolo: CM0000695



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce NF-kB p65/RelA fosforilato in posizione Ser468. Convalidato per WB, IP, ELISA in uomo, topo, ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione di infiammazione, immunità e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-NF-kB p65/RelA-S468 Rabbit mAb
Note/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S468
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5970
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione S468 della proteina RELA umana (NP_068810.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q04206
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio