


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela (Ser529) Per Wb, Elisa - Q04206

Numero articolo: CM0001248



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che mira al sito di fosforilazione S529 della NF-kB p65 (RelA) umana, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione di NF-kB nell'infiammazione, nell'immunità e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-NF-kB p65/RelA-S529
Note/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Fosfo-NF-kB p65/RelA-S529
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5970
GeneID	5970
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno alla S529 della NF-kB p65/RelA umana (NP_068810.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q04206
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio