


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela-T435 Per Wb E Elisa - Q04206

Numero articolo: CM0001187



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro NF-kB p65 (RelA) fosforilato in posizione Thr435. Validato per WB e ELISA, reagisce con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sulla segnalazione di NF-kB e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	Fosfo-NF-kB p65/RelA-T435 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-T435
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	5970
ID gene	5970
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla posizione T435 della RelA umana (NP_068810.3)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q04206
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio