


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Nf-Kb2-S866 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00653

Numero articolo: CM0001456



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-NF-κB2-S866 rileva specificamente l'NF-κB2 p100/p52 endogeno fosforilato a Ser866. Ideale per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA su campioni umani e murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-NF-κB2-S866 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Fosfo-NF-κB2-S866
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4791
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S866 di NF-κB2 umano (NP_001070962.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q00653
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio