

Anti-Fosfo-Nfkb1-S337 Coniglio Mab Per Wb, Elisa - P19838

Numero articolo: CM0000738



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-NFKB1-S337 rileva i livelli endogeni di NFKB1 solo quando fosforilato alla serina 337. Validato per Western blot e ELISA in campioni umani — ideale per la ricerca sull'infiammazione e l'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	Fosfo-NFKB1-S337 Coniglio mAb
Note/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4790
Gene ID	4790
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato attorno a S337 di NFKB1 umano (NP_001158884.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P19838
Peso proteico	85kDa/105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio