


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Nfkb1-S893 Per If/Icc - P19838

Numero articolo: CM0000944



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro NFKB1 p105 fosforilato in S893. Convalidato per immunofluorescenza/immunocitochimica in campioni umani. Supporta la ricerca sulla segnalazione di NF- κ B, l'infiammazione e la regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-NFKB1-S893 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KBFI; EBP-1; NF- κ B; CVID12; NF- κ B1; NFKB-p50; NfkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S893
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4790
GeneID	4790
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente ai residui intorno a S893 di NFKB1 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	IF/ICC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P19838
Peso proteico	105 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio