

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Nfkb1 (S932) Per Wb - P19838

Numero articolo: CM0000536



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che riconosce specificamente NFKB1 fosforilato alla serina 932. Validato per Western blot su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione NF-kB e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-NFKB1-S932 pAb coniglio
Note/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Fosfo-NFKB1-S932
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4790
GeneID	4790
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide specifico per la fosforilazione corrispondente ai residui circostanti S932 di NFKB1 umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P19838
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio